



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,

NIP 7120165368, REGON 430362055

Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93

E-mail: cezas@cezas.com.pl

Dane aktualne na dzień: 16-10-2025 16:28

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/bialy-walek-do-domku-sensorycznego-sala-doswiadczenia-swiata-p-10618.html>



BIAŁY WAŁEK DO DOMKU SENSORYCZNEGO (SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA)

Cena	99,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	



Opis produktu

BIAŁY WAŁEK DO DOMKU SENSORYCZNEGO (SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA)

Wymiary:

20 x 80 cm (Śr. x Dł.)

20 x 120 cm (Śr. x Dł.)

Wypełnienie: grys gąbkowy

Tapicerka: Materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Poducha rehabilitacyjna idealnie nadaje się do domku sensorycznego, doskonale sprawdzi się do wypoczynku i relaksu w przedszkolu, szkole oraz w innych miejscach przeznaczonych do zabawy i odpoczynku dla dzieci.

Ta wygodna poducha stanowi dopełnienie do kącioń relaksacyjnych takich jak Chmurka i Las.

Nowoczesny wygląd i modne kolory sprawiają, że jest doskonałym dopełnieniem wyposażenia obiektów.

Wykonana jest z materiału z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych, przez co jest bardzo łatwa w czyszczeniu oraz dezynfekcji.

Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Zastosowanie białej tapicerki PREMIUM idealnie sprawdzi się w salach doświadczania świata w połączeniu ze światłowodami, projektorami, kulami lustrzanymi czy kolumnami wodnymi.

Poduszki polecane do:

sali doświadczania świata

mogą również stanowić element wyposażenia m. in.:

- pokoju dziecięcego
- sali szkolnej
- sali przedszkolnej
- sali zabaw dla dzieci
- sali rehabilitacji dla dzieci
- przychodni zdrowia
- przestrzeni publicznej np. w galerii handlowej, open space.

Dostępne kolory:

domyślnym kolorem jest biały 9001, jeśli potrzebny jest wałek w innych kolorach, prosimy o podanie numeru koloru w uwagach do produktu)

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec: materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji:

- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny



Wypełnienie: grys gąbkowy

- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® - klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Kształtki rehabilitacyjne są wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażone w deklarację zgodności producenta i opatrzone znakiem CE.





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wymiary (szerokość x długość):: 20x80 cm , 20x120 cm

Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki
Nie prać!!! (delikatne wyroby)
Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanyymi powierzchniami np. kaloryfer)
Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.