

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/materac-rehabilitacyjny-z-granulatem-sensoryczny-do-terapii-si-p-10604.html>

MATERAC REHABILITACYJNY Z GRANULATEM - SENSORYCZNY DO TERAPII SI

Cena	649,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	



Opis produktu

MATERAC REHABILITACYJNY Z GRANULATEM DO TERAPII SI

Materac rehabilitacyjny został wypełniony granulatem styropianowym oraz grysem gąbkowym, dzięki czemu zachowuje się niczym łóżko wodne, zapewniając wspaniałe miejsce do odpoczynku oraz zabawy.

Podczas użytkowania dopasowuje się do kształtu ciała dziecka, jest bardzo wygodny, pozwala rozluźnić mięśnie i powoduje, że odpoczynek dziecka staje się bardziej efektywny.

Pokrowiec materaca wykonany jest z materiału z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Wymiary: **200 x 120 x 20 cm** (dł. x szer. x wys.)

Tapicerka: materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Wypełnienie: granulát styropianowy, grys gąbkowy

Certyfikacja: **Wyrób medyczny**



Polecane zastosowanie:

- w salach integracji sensorycznej (SI) oraz salach terapeutycznych
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu
- jako wyposażenie pokoju dziecięcego lub salki zabaw w domu

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny



Wypełnienie: granulat styropianowy

- posiada ATEST HIGIENICZNY Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
- wysokiej jakości, bez zanieczyszczeń oraz szkodliwych substancji
- składa się w 98% z pary wodnej, co sprawia że jest bardzo bezpieczny
- granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania. Dodatkowy granulat również dostępny w naszej ofercie.



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor pokrycia: biały 9001 , błękitny 5348 , niebieski 5154 , ciemnoniebieski 5118 , pastelowy róż 2077 , beżowy 1044 , jasnozielony 6156 , zielony 6248 , ciemnozielony 6263 , zielony medyczny 6021 , szary 7000 , ciemnoszary 7107 , czarny 9011 , żółty 1123 , pomarańczowy 1017 , różowy 3333 , fioletowy 5161 , czerwony 3104



Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codzienne zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.

Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki
Nie prać!!! (delikatne wyroby)
Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)
Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.