

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/dygestorium-laboratoryjne-pro-iii-sza010-p-9519.html>

DYGESTORIUM LABORATORYJNE PRO III (SZA010)

Cena	8 791,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni
Numer katalogowy	SZA010
Producent	CEZAS

Opis produktu

DYGESTORIUM LABORATORYJNE PRO III

WERSJA PODSTAWOWA

Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 600x 2010 /mm/ (szerokość, głębokość, wysokość)

Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 1220x 600x 2350 /mm/ (z wentylacją)

Dygestorium przeznaczone jest do realizacji podstawowych doświadczeń z przedmiotu fizyka- chemia w szkole podstawowej i ponadpodstawowej ale znajduje również zastosowanie w uczelniach oraz firmach badawczych.

Nauczyciel dokonuje prezentacji ćwiczenia przebywając z uczniami w pracowni. **Z jednej strony digestorium znajduje się przesuwana okiennica, z drugiej strony szyba umożliwiająca oglądanie doświadczenia.**

Dygestorium składa się z dwóch części:

- **części górnej:** komory manipulacyjnej oszklonej **szymbami hartowanymi**, wyłożonej **płytą polipropylenową odporną na kwasy i zasady** do wysokości sufitu. Komora wyposażona jest w **zlew polipropylenowy**, baterie, zawór gazowy, anemostat nawiewny. Błat wykonany w standardzie z **litej ceramiki technicznej**.
- **części dolnej:** szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem.

W górnej komorze zamocowana jest przesuwana okiennica podnoszona za pomocą systemu „Fennel”. Pozwala on na ustawienie okiennicy (górną-dół) w dowolnym położeniu.

Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym.

W standardzie wentylator kanałowy o mocy 350-500 m³/h dwubiegowy.

Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu.

Króciec wyciągowy na suficie fi 150mm.

Całość na nośniku płyty laminowanej.

Nóżki regulacyjne niewidoczne z zewnątrz, umożliwiają wypoziomowanie dygestorium.

Dygestorium jest dostępne w trzech kolorach: biały, buk, popiel. Dodatkowe kolory na specjalne zamówienie.

Dygestorium jest dostarczone w stanie złożonym w dwóch częściach. Montaż polega na elektrycznym podłączeniu wentylatora oraz hydraulicznym podłączeniu wody.

WERSJA WZBOGAONA

Budowa i przeznaczenie dygestorium jest takie same jak w wersji podstawowej.

W wersji wzbożonej fragment instalacji wyciągowej narażonej na bezpośrednie działanie oparów szkodliwych



Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

jest wykonany z kształtek i kanałów kwasoodpornych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja: wersja podstawowa , wersja wzbogacona

Kolor korpusu: buk bawaria , szary , biały