

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/edusensus-logopedia-pro-wer-40-pakiet-poszerzony-nepr006-p-5214.html>

EDUSENSUS LOGOPEDIA PRO WER. 4.0 . PAKIET POSZERZONY (NEPR006)



Cena	4 399,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni
Numer katalogowy	NEP006
Producent	NOWA ERA

Opis produktu

EDUSENSUS LOGOPEDIA PRO. PAKIET POSZERZONY

LOGOPEDIA PRO Pakiet POSZERZONY to zestaw 13 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych, wzbogacony o mobilną Aplikację Logopedę, narzędzie do przesiewowego badania mowy oraz dodatkowe publikacje – przewodnik metodyczny do pracy z programem, książkę Logorymy, czyli wierszyki przy dźwiękach muzyki oraz kwestionariusz przesiewowego badania mowy w formie drukowanej.

Pakiet jest niezastąpioną pomocą dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które potrzebują terapii logopedycznej. Stanowi wsparcie w ćwiczeniu artykulacji głosek, przyswajaniu języka i jego prawidłowym rozwoju. Poza wspieraniem obszaru językowego łączy w sobie ćwiczenia z zakresów:

koordynacji wzrokowej,
koordynacji słuchowej,
koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
grafomotoryki,
logicznego myślenia,
pamięci,
spostrzegawczości,
umiejętności klasyfikacji,
umiejętności kategoryzacji.

[DEMO](#)



Najlepszy merytorycznie

produkt na rynku* sprawdzony
przez tysiące logopedów
i ich pacjentów.



Najobszerniejszy

program do terapii logopedycznej:
2357 ćwiczeń w programach,
880 kart pracy do wydruku,
2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych.



Udowodniona skuteczność

terapeutyczna oraz gwarancja
bezpieczeństwa użytkowania -
- jedyny logopedyczny program
multimedialny o statusie
wyrobu medycznego.

*według badań niezależnej agencji Uglük Research& Consulting badającej polskich terapeutów

Program LOGOPEDIA PRO pakiet POSZERZONY składa się z 13 specjalistycznych multimedialnych modułów logopedycznych:

Badanie mowy - artykulacja,
Badanie mowy - trudne grupy spółgłoskowe,
Odbiór i nadawanie mowy,
Głoska „l” - moduł rozszerzony,
Szereg ciszący (głoski „ś”, „ź”, „ć”, „dź”) - moduł rozszerzony,
Szereg syczący (głoski „s”, „z”, „c”, „dz”) - moduł rozszerzony,
Szereg szumiący (głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż”) - moduł rozszerzony,
Różnicowanie głosek szeregów,
Głoska „r” - moduł rozszerzony,
Mowa bezdźwięczna,
Sfonem,
Echokorektor,
Zabawy logopedyczne.

Seria LOGOPEDIA PRO to programy przeznaczone dla logopedów, terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, a także z przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem.

PRZYKŁADY EKRAŃÓW



To także:

- **NAJLEPSZY** merytorycznie produkt na rynku według badań niezależnej agencji UglukResearch& Consulting badającej polskich terapeutów.
- Produkt codziennie używany przez tysiące dzieci i większość polskich poradni psychologiczno-pedagogicznych.
- Jedyny produkt multimedialny z ćwiczeniami na **WSZYSTKIE** etapy terapii głosek (głoska w izolacji, głoska w sylabach, głoska w logotomach, głoska w wyrazie, głoska w zestawieniach wyrazowych, zgłoska w zdaniach, głoska w tekście).
- Skuteczność produktu potwierdzona opiniami eksperckimi i przedklinicznymi – Deklaracja zgodności **WE WYROBU MEDYCZNEGO**.
- Rekomendacja Polskiego Związku Logopedów.
- Wymiana grafiki i funkcjonalności w wielu ćwiczeniach uzupełniających – atrakcyjna alternatywa żmudnych ćwiczeń, które trzeba powtarzać wielokrotnie, by efekt był widoczny i trwały.
- Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.
- Odpowiednie stopniowanie trudności zadań do etapów terapii.
- Kilkustopniowy system motywacyjny zwiększający chęć dziecka do dalszej pracy.
- Usprawnienie pracy logopedów – poprzez zastosowanie atrakcyjnej dla dziecka formy ćwiczeń efekty terapeutyczne osiągnane są szybciej.
- Wsparcie techniczne, na które klienci mogą liczyć po zakupie programu.
- Archiwizacja danych z diagnozy i terapii (np. nagrań dziecka).
- Monitoring postępów w terapii.
- Aplikacja Logopedy – baza danych dla logopedy.
- Obszerny moduł do **BADANIA MOWY**.
- Możliwość zapewnienia atrakcyjnych zajęć na każdym etapie postępowania logopedycznego (profilaktyka, diagnoza, terapia, utrwalanie).

Diagnoza i terapia logopedyczna

Programy na pendrive w pełni działające bez dostępu do internetu:

- 12 programów multimedialnych do terapii logopedycznej:

Szereg ciszący – moduł podstawowy	Szereg ciszący – moduł profesjonalny
Szereg syczący – moduł podstawowy	Szereg syczący – moduł profesjonalny
Szereg szumiący – moduł podstawowy	Szereg szumiący – moduł profesjonalny
Różnicowanie szeregów	Głoska r – moduł podstawowy
Głoski r, l – moduł profesjonalny	Mowa bezdźwięczna
Sfonem	Echokorektor
- Aplikacja Logopedy do zarządzania danymi z prowadzonej terapii
- Moduł Badania Mowy do diagnozy logopedycznej
- Przewodnik metodyczny do pracy z programem Logopedia PRO

Profesjonalny mikrofon

Licencja użytkownika wraz z gwarancją

Wsparcie diagnozy i terapii logopedycznej

Wysokiej jakości TABLET z kartą pamięci MicroSD:

- 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych*:

Multimedialne książki eduSensus	Dźwięki, melodie i piosenki eduSensus
Dodatkowe karty pracy do wydruku eduSensus	Obrazki i gry eduSensus
Dodatkowe programy komputerowe eduSensus	
- Przesiewowe Badanie Mowy
- Przewodnik metodyczny po pomocach dydaktycznych

Wsparcie techniczne

DZIAŁA na:

- Komputerach stacjonarnych
- Laptopach
- Komputerach z panelem dotykowym

WSPÓŁPRACUJE z:

- Tablicą interaktywną
- Monitorem interaktywnym

*pomocze dydaktyczne mogą być użyte na tablecie lub komputerze. Wyjątek stanowią programy komputerowe eduSensus, które działają jedynie na komputerze.

Wymagania techniczne:

- System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
- Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
- Procesor: 2,4 GHz
- Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
- Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
- Mysz lub inne urządzenie wskazujące
- Port USB 2.0/3.0
- 2,5 GB miejsca na dysku twardym
- Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player
- Wymaga zainstalowanej przeglądarki plików PDF