

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/kacik-piankowy-chmurka-mala-90x90-cm-nal051a-p-10598.html>

KĄCIK PIANKOWY CHMURKA MAŁA 90X90 CM (NAL051A)



Cena	699,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	(NAL051A)
Producent	PIANKOWE.PL
Dla szkoły/przedszkola	

Opis produktu

KĄCIK PIANKOWY CHMURKA MAŁA 90 x 90 cm

Kącik piankowy Chmurka doskonale sprawdzi się zarówno podczas zabawy, jak również do wypoczynku i relaksu.

Nowoczesny wygląd i modne kolory sprawiają, że jest doskonałym dopełnieniem wyposażenia przestrzeni przeznaczonych dla dzieci.

Kącik posiada uchwyty do przymocowania, dzięki którym jest bezpieczny podczas użytkowania go przez najmłodszych.

Wykonany jest z materiału z powłoką PCV przeznaczonego dla wyrobów medycznych, przez co jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji. Produkt posiada certyfikację jako wyrób medyczny.

Materace wykonane są z wytrzymałej pianki poliuretanowej, obszytej trwałą i wodoodporną tkaniną (skajem) łatwą do utrzymania w czystości.

Wymiary kącika: 90 x 90 x 60 cm (Dł. x Szer. x Wys.)
wymiary dolnego materaca: 90 x 90 x 5 cm (Dł. x Szer. x Wys.)
wymiary górnego materaca: 90 x 90 x 60 cm (Dł. x Szer. x Wys.)

Tapicerka: materiał o zastosowaniu medycznym, powlekany PCW

Wypełnienie: średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia

Certyfikacja: **Wyrób medyczny**



Polecane zastosowanie:

- jako wyposażenie dziecięcego pokoju
- w salach zabaw dla dzieci
- w żłobku, w przedszkolu, w szkole do kącików wypoczynkowych
- w kącikach dziecięcych w restauracjach
- w hotelach jako wyposażenie "Kids Club"

Specyfikacja materiału:

Pokrowiec:

- materiał z powłoką PCV przeznaczony dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji;
- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny



Wypełnienie:

- średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia;
- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Poduszka na zdjęciu nie jest elementem zestawu, można ją dokupić osobno.

Czyszczenie i konserwacja

I. Czyszczenie i konserwacja

Tapicerkę należy czyścić powierzchniowo stosując dozwolone środki:

Rodzaj zabrudzenia	Dozwolone środki	Postępowanie
Codziennie zabrudzenia	Łagodny detergent najlepiej roztwór szarego mydła	Czyścić regularnie z użyciem gąbki lub miękkiej szmatki. Na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia nadmiaru detergentu).

**Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.**

Łęczyńska 37, 20-309 Lublin,
NIP 7120165368, REGON 430362055
Nr tel. 81 525 85 51, Nr faks 81 525 86 93
E-mail: cezas@cezas.com.pl

Miejscowe, silniejsze zabrudzenia	25% roztwór alkoholu etylowego	Delikatnie przecierać nasączonym tamponem koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).
Dezynfekcja	Ogólnodostępne środki do dezynfekcji zawierające: - aktywny chlor – dichloroizocyjanuran sodu, max stężenie 10000 ppm - aktywny chlor - dwutlenek chloru w roztworze do 20 000 ppm - alkohol izopropylowy max stężenie 70 %	Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka.
Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo czyszczenie wykonywać bardzo ostrożnie.		

II. Informacje

Szamponować przy użyciu gąbki

Nie prać!!! (delikatne wyroby)

Nie chlorować!!! (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)

Nie prasować!!! (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanyymi powierzchniami np. kaloryfer)

Nie czyścić chemicznie!!!

III. Warunki gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

- Trwałe przebarwienia powstałe wskutek kontaktu z odzieżą zawierającą aktywne, migrujące barwniki (np. jeans, zamsz itp.)
- Ślady z długopisu, tuszu, mazaków itp. zawierające aktywne barwniki
- Uszkodzenia wywołane przez wysoką temperaturę, płyny żrące, ogień
- Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez zwierzęta domowe i innych użytkowników
- Wady powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji
- Granulat styropianowy w zależności od intensywności użytkowania ulega naturalnemu zużyciu/utlenianiu się. Zalecamy uzupełnianie go w zależności od stopnia zapotrzebowania.