

Link do produktu: <https://cezas.com.pl/trening-prawej-i-lewej-polkuli-mozgu-cz-i-p-10301.html>

TRENING PRAWEJ I LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU CZ. I



Cena	155,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	15 dni
Kod producenta	arson
Kod EAN	5907763600698
Producent	ARSON

Opis produktu

TRENING PRAWEJ I LEWEJ PÓŁKULI MÓZGU

Tablica treningowa + karty pracy cz.1

Autor: Agnieszka Bala

Trening prawej i lewej półkuli mózgu jest zaprojektowany w taki sposób, by terapeuta mógł powracać do ćwiczenia z tym samym dzieckiem oraz wielokrotnie korzystać z jednej karty pracy z innymi dziećmi.

W zestawie znajduje się podkładka na którą nakładamy kartę pracy, folia dzięki której wykonujemy wielokrotnie zadania, kolorowe mazaki suchościeralne.

Terapeuta wybiera kartę pracy, nakłada ją na podkładkę, następnie na wybraną kartę nakłada folię. Po udzieleniu instrukcji, prosi dziecko o wykonanie zadania.

Dorosły decyduje jakie zadanie dziecko będzie wykonywało, wybierając spośród zestawu adekwatną kartę do pracy.

Pomoc zawiera ćwiczenia z zakresu polimodalnej terapii poznawczej. Rozwija i utrwala umiejętności motoryki ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej i grafopercepcji. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwijającymi się normatywnie oraz dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Trening prawej i lewej półkuli mózgu to:

- * wielokrotne wykonywanie ćwiczenia
- * wykorzystywanie tej samej karty pracy z innymi dziećmi
- * ciekawe rozwiązywanie metodyczne
- * świetna zabawa
- * możliwość wykorzystania w klasie, gabinecie, domu, w podróży

W zestawie Trening prawej i lewej półkuli mózgu:

- * podkładka na którą nakładamy kartę pracy
- * folia dzięki której wykonujemy wielokrotnie zadania
- * kolorowe mazaki suchościeralne.



Sposób działania według Zestawu Trening prawej i lewej półkuli mózgu

- * terapeuta wybiera kartę pracy
- * terapeuta nakłada kartę pracy na podkładkę,
- * terapeuta nakłada folię
- * terapeuta udzieleniu dziecku instrukcji
- * dziecko wykonuje zadanie

Cele i zadania

- * ćwiczenia z zakresu polimodalnej terapii poznawczej
- * rozwijanie i utrwalanie umiejętności motoryki ręki, koordynacji wzrokowo-ruchowej i grafopercepcji
- * rozwijanie poczucia własnej wartości
- * rozwijanie koncentracji uwagi

Dla kogo?

- * dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w normie rozwojowej
- * dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Kto może wykorzystać?

- * nauczyciel wychowania przedszkolnego
- * nauczyciel nauczania początkowego
- * logopeda
- * pedagog
- * psycholog
- * rodzic

Zestaw zawiera:

- tablicę treningową
- podkładkę na której umieszczamy karty pracy
- 56 kart pracy formatu A4 z wycięciami
- 2 folie do pisania i rysowania, nakładane na karty pracy
- 4 pisaki suchościeralne (czerwony, zielony, niebieski, czarny)
- ściereczkę polarową do ścierania
- opakowanie tekturowe